



BARRE D'APPUI DE VOITURE

RÉFÉRENCE :
SUN27272

La barre d'appui de voiture GET-IN® offre un appui solide pour entrer et sortir de la voiture.

Cette poignée ergonomique et antidérapante s'adapte à tous les véhicules, du côté passager ou conducteur, en s'insérant simplement dans le loquet de la portière.

En cas d'urgence, elle devient un brise vitre et permet de couper la ceinture de sécurité ■

LES PRODUIT

Poignée ergonomique et antidérapante.

Simple d'utilisation et facilement transportable.

S'adapte à tous les véhicules.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



OPTION


EASY-TURN®



Peut être utilisée en association avec le coussin pivotant EASY-TURN® pour faciliter l'installation ou la sortie du véhicule.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	GET-IN®
DESCRIPTION COURTE :	BARRE D'APPUI DE VOITURE
RÉFÉRENCES :	SUN27272
DATE DE MISE À JOUR :	03/06/2019
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	04250629324278
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	350 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	158 KG
FABRICANT :	SUNDO
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle pour aider et sécuriser les transferts lors de l'entrée ou de la sortie du véhicule. Avant chaque utilisation, s'assurer que la poignée est correctement installée dans le loquet de la portière.</p> <p>La poignée s'adapte à 95% des véhicules. Le véhicule doit impérativement être équipé d'une gâche en U fixée par 2 vis. Elle ne convient pas pour les butées avec lumière intégrée (risque d'endommagement).</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, la barre d'appui GET-IN® ne doit pas rester sur la portière.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Plastique et acier inoxydable.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 boîte contenant la barre d'appui de voiture GET-IN® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Bleu.</p>
DIMENSIONS :	<p>23 x 9,5 x 3 cm.</p>