

## COUSSIN DE REHAUSSEMENT

RÉFÉRENCE : SIIM34G

**L**e coussin de rehaussement LONG-WAY® est indispensable pour installer et positionner en fond d'assise un patient ayant des difficultés motrices.

Il contribue au confort du patient et permet au soignant de travailler en toute sécurité.

Une fois le rehaussement effectué, le patient correctement positionné au fond de l'assise ne peut plus glisser en avant ■



© NFCA Pictures

### LES PRODUIT

**Offre un réel confort** au patient grâce au revêtement velours.

**Permet à l'aidant de rehausser** le patient sans effort.


**Empêche la glisse passive** vers l'avant.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

You 



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	LONG-WAY®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN DE REHAUSSEMENT AU FAUTEUIL
RÉFÉRENCE :	SIIM34G
DATE DE MISE À JOUR :	17/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012363209
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	500 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une difficulté d'installation, de rehaussement au fauteuil et de maintien en position assise.</p> <p>Convient à tous les poids.</p> <p>Doit être installé sur le fauteuil inoccupé avant que le patient ne s'assoie.</p> <p>Lors de l'installation sur l'assise, les deux faces avec les bandes blanches antidérapantes sont en contact. L'étiquette "THIS SIDE UP" doit donc être visible et positionnée en fond d'assise.</p> <p>Décoller les épaules du patient avant de le rehausser.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, le coussin LONG-WAY® ne doit pas rester sur le sol.</b></p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage – désinfection et de comptabilité tissus » mis au point par la société ANIOS.</p> <p><b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p><b>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</b></p> <p>Lavage à 80° en machine.</p> <p>Séchage à 60° maximum.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Nylon contre laqué à 160° avec enduction polyuréthane et laquage en fluo carbone.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant le coussin de rehaussement LONG-WAY® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Vert et gris.</p>
DIMENSIONS :	<p>130 x 40 cm</p>