



AMORTISSEURS DE CHOCS

RÉFÉRENCES

SIMCSS SIMCSM SIMCSL SIMCSXL SIMCSXXL

La culotte pour protecteur de hanches est conçue dans une matière très élastique. Elle est tricotée sans couture pour un confort optimum aussi bien en position debout que couchée.

Les protecteurs de hanches s'insèrent de chaque côté de la culotte et permettent une complète liberté de mouvement.

La culotte pour protecteur de hanches peut être portée indifféremment par un homme ou une femme.

Elle est particulièrement adaptée aux patients atteints d'Alzheimer ou apparenté. ■

LES + PRODUIT

Confort optimum pour l'utilisateur de jour comme de nuit.

Vêtement pour la **prévention des chocs en cas de chute.**

Pour homme ou femme.

Lavage à haute température.

OPTION

PROTECTEURS DE HANCHES



La culotte s'utilise en association avec des protecteurs de hanches.

ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65


CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE

Réf	Désignation	Taille Femme	Taille Homme	Tour de hanches
SIMCSS	Culotte pour protecteurs de hanches seule S	36-38	4	90-96 cm
SIMCSM	Culotte pour protecteurs de hanches seule M	40-42	5	97-104 cm
SIMCSL	Culotte pour protecteurs de hanches seule L	44-46	6	105-112 cm
SIMCSXL	Culotte pour protecteurs de hanches seule XL	48-50	7	113-121 cm
SIMCSXXL	Culotte pour protecteurs de hanches seule XXL	52-54	8	122-132 cm

Réf	N° Identification UDI
SIMCSS	04009867017295
SIMCSM	04009867017288
SIMCSL	04009867017271
SIMCSXL	04009867017301
SIMCSXXL	04009867017318



PRODUIT :	CULOTTE PORTE PROTECTEURS DE HANCHES
DESCRIPTION COURTE :	AMORTISSEURS DE CHOCS
RÉFÉRENCE :	SIMCSS SIMCSM SIMCSL SIMCSXL SIMCSXXL
DATE DE MISE À JOUR :	31/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	100 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	SUPRIMA
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des fragilités de la hanche ou des risques de chute. Utilisation combinée à des protecteurs de hanches.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des conditions d'utilisation précédemment citées. Les protecteurs de hanches ne peuvent pas empêcher toutes les blessures dues à une chute. Nous déclinons toute responsabilité dans ce cas de figure.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, assouplissant, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Procédé de lavage de la culotte : - Lavage en machine à température maximale de 95°C. - Séchage en machine à température faible. - Repassage à faible température (-100°C). - Blanchisserie interdite.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	90% coton, 10% élasthanne.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant une culotte porte protecteurs de hanches seule et la fiche technique.
COULEUR :	Blanc.