

## VIDE POCHE POUR BARRE DE LIT

RÉFÉRENCE :  
DEBARSAC

**L**e vide poche DEBARSAC® est une pochette adaptable sur tout modèle de barre de lit.

Grâce à un passant refermable par velcro, elle se fixe simplement autour de la barre supérieure ou autour de la barre médiane.

Composée de deux poches, elle permet à l'utilisateur de disposer de ses objets personnels à proximité ■

## LES PRODUIT

**Fabrication française.**

**S'adapte sur tous les modèles de barres de lit (26 mm de diamètre maximum).**

## OPTIONS

**CANOLI®**



Le vide poche a été conçu pour une utilisation complémentaire avec les barres latérales de redressement CANOLI®.

### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	DEBARSAC®
DESCRIPTION COURTE :	VIDE POCHE POUR BARRE DE LIT
RÉFÉRENCES :	DEBARSAC
DATE DE MISE À JOUR :	28/01/2019
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370434
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	100 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Le vide poche doit être installé sur la barre supérieure ou la barre médiane, sans altérer l'utilisation de la barre de lit. Il est adaptable sur tout tube jusqu'à 26 mm de diamètre.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, le vide poche DEBARSAC® ne doit pas rester sur le sol. Ne pas utiliser un produit décousu ou présentant un défaut.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Température de lavage 60°.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	100% coton, Velcro® bouclette et crochets.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant le vide poche DEBARSAC® et sa fiche technique.
COULEUR :	Multicolore.
DIMENSIONS :	18,5 x 25 cm.