

PARCOURS DE MARCHÉ

RÉFÉRENCE :
DM3



Exemple de configuration

LES + PRODUIT

Le parcours DM3 apporte aux utilisateurs :

- La stimulation des fonctions locomotrices
- L'amélioration de l'équilibre et de la psychomotricité
- La confiance en soi
- Le maintien de l'autonomie

Le parcours DM3 :

- Est utilisable 365 jours par an
- S'installe en 5 minutes
- Plusieurs configurations d'installation sont possible : en U, en ligne, en colonne, en L, etc...
- Contribue à la prévention des chutes
- Constitue un outil de rééducation et de réadaptation
- Facilite l'animation d'un atelier d'équilibre

Le parcours de marche DM3® (Debout-Marcher au 3e âge) s'adresse aux personnes avancées en âge ou fragilisées.

Par différentes situations de marche effectuées dans un contexte sécurité, le parcours DM3® stimule leurs fonctions locomotrices, améliore leur équilibre et leur confiance en soi.

Pour les soignants, c'est un instrument pour la prévention des chutes et d'évaluation des risques, un outil idéal pour animer un atelier d'équilibre.

Le parcours DM3® s'inscrit dans le projet de soin des EHPAD et des foyers d'accueil d'adultes handicapés. Il participe à la rééducation dans les CRF, SSR et moyens séjours.

Il regroupe 15 exercices axés sur :

- La marche physiologique
- L'équilibre statique
- L'équilibre dynamique


Grâce à ses feuilles de score fournies, une analyse de l'évolution de chaque marcheur est possible, selon le niveau d'assistance et le degré de réalisation de l'exercice. Cela permet alors de constituer des groupes de niveaux, favorisant l'émulation et le lien social ■

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	DM3
DESCRIPTION COURTE :	PARCOURS DE MARCHÉ
RÉFÉRENCE :	DM3
DATE DE MISE À JOUR :	11/06/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370663
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	78 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation par des sujets ayant besoin d'améliorer leur équilibre, leur confiance en eux et stimuler leurs fonctions locomotrices.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant non chloré pour toutes surfaces. - Aspirobrosseur ou aspirateur à filtre absolu. - Shampoings dilués séchant sans laisser de résidus gras. - Shampoing et extraction (cf. Cahier du CSTB n°3428).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Moquette tuftée à velours saxony heat set sur dossier synthétique, double dossier polypropylène. Accessoires en PVC et polypropylène.
CONDITIONNEMENT :	1 carton palette contenant 1 meuble de rangement sur roulettes, 2 tapis de 5 x 1 m, 1 tapis de 3 x 1 m, 3 jalons, 8 cônes, 3 balles à picots, 4 trottoirs, 1 petit tapis, 1 bloc de mousse, des feuilles de scores, la fiche technique et la notice de montage.
COULEUR :	Tapis noir, accessoires multicolores.
DIMENSIONS :	Coffre de rangement : 80 x 60 x 110 cm.