



Housse textile de rechange pour planches
ROLLING VISION®

Refs : SIPMF9086/96 / SIPMF9151 / SIPMF9171 / SIPMF9181

HOUSSES TEXTILES DE RECHANGE POUR PLANCHES DE TRANSFERT

RÉFÉRENCES

SIPMF9086/96 / SIPMF9151 / SIPMF9171 / SIPMF9181

La planche de transfert ROLLING VISION® est constituée d'un plan souple confortable entouré d'une housse cou-lissante amovible. Elle permet à un ou deux soignants de transférer un patient allongé en le faisant glisser dessus.

La ROLLING VISION® est équipée d'une housse textile amovible facilitant le transfert d'un patient allongé en le faisant glisser dessus ■


LES + PRODUIT

ROLLING VISION® est radiotransparente et amagnétique.

Matière plus souple permettant un meilleur confort pour le patient.

Housse textile amovible antimicrobienne, antibactérienne, déperlante, hydrophobe et antifongique.

La planche ROLLING VISION® est très légère.




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Conditionnement
SIPMF9086/96 N° Identification UDI : 04250355390868	Housse Textile pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9085 SIPMF9095	53 x 90 cm	90 g	Unité
SIPMF9151 N° Identification UDI : 04250355390516	Housse Textile pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9150	63 x 145 cm	120 g	Unité
SIPMF9171 N° Identification UDI : 04250355391711	Housse Textile pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9170	53 x 170 cm	150 g	Unité
SIPMF9181 N° Identification UDI : 04250355391810	Housse Textile pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9180 SIPMF9190	53 x 180 cm	160 g	Unité

PRODUIT :	HOUSSES TEXTILES ROLLING VISION®
DESCRIPTION COURTE :	POUR PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIPMF9086/96 / SIPMF9151 SIPMF9171 / SIPMF9181
DATE DE MISE À JOUR :	16/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG À UNE DISTANCE < 15 CM
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation des housses textiles en combinaison avec les planches de transfert ROLLING VISION®. Les transferts doivent être effectués entre deux plans horizontaux avec un dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm. La translation peut se faire à une ou deux personnes.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, le matelas de transfert ROLLING VISION® et les housses ne doivent pas rester sur le sol.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu et surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases acides, eau de javel, chlore et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Entretien de la housse textile : <ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 80° en machine. Séchage en machine à 45-50° maximum. Autoclave interdit. • Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air) de PH neutre. • Lavage à la main, trempage et essuyage.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C pour la housse textile).
COMPOSITION :	Housse textile : Polyéthylène enduit, sans latex.
CONDITIONNEMENT :	1 sachet contenant une housse textile pour planche de transfert ROLLING VISION® et la fiche technique.
COULEUR :	Vert.