



Housse PEM à usage unique  
pour planches ROLLING VISION®

Refs : SIPMF9090 / SIPMF9152 / SIPMF9172

## HOUSSES PEM USAGE UNIQUE POUR PLANCHES DE TRANSFERT

### RÉFÉRENCES

SIPMF9090 / SIPMF9152 / SIPMF9172

La planche de transfert ROLLING VISION® est constituée d'un plan souple confortable entouré d'une housse cou-lissante amovible. Elle permet à un ou deux soignants de transférer un patient allongé en le faisant glisser dessus.

La ROLLING VISION® dans sa version de base est équipée d'une housse textile amovible facilitant le transfert d'un patient allongé en le faisant glisser dessus.


Il existe également un modèle de housse PEM à usage unique. Ce type de housse vient alors remplacer la housse textile, en usage monopatient. Elle est particulièrement adaptée pour les services à forts risques infectieux ■

## LES + PRODUIT

ROLLING VISION® est radiotransparente et amagnétique.

Matière plus souple permettant un meilleur confort pour le patient.

La planche ROLLING VISION® est très légère.




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER



**ALTER ECO SANTE**  
7 IMPASSE PRADIÉ - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE  
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65  
[CONTACT@ALTERECOSANTE.NET](mailto:CONTACT@ALTERECOSANTE.NET) / [WWW.ALTERECOSANTE.NET](http://WWW.ALTERECOSANTE.NET)

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

Référence	Désignation	Dimensions	Poids	Conditionnement
SIPMF9090 N° Identification UDI : 04250355390905	Housse PEM à Usage Unique pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9085 SIPMF9095	53 x 90 cm	6,02 kg	Rouleau de 120 housses
SIPMF9152 N° Identification UDI : 04250355391520	Housse PEM à Usage Unique pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9150	61 x 150 cm	6,02 kg	Rouleau de 70 housses
SIPMF9172 N° Identification UDI : 04250355391728	Housse PEM à Usage Unique pour Planche de transfert ROLLING VISION® ref SIPMF9170 SIPMF9180	53 x 180 cm	6 kg	Rouleau de 60 housses

PRODUIT :	HOUSSES PEM USAGE UNIQUE ROLLING VISION®
DESCRIPTION COURTE :	POUR PLANCHE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCE :	SIPMF9090 / SIPMF9152 / SIPMF9172
DATE DE MISE À JOUR :	16/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG À UNE DISTANCE < 15 CM
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation des housses PEM à usage unique en combinaison avec les planches de transfert ROLLING VISION®. Les transferts doivent être effectués entre deux plans horizontaux avec un dénivelé ou espacement inférieur à 15 cm. La translation peut se faire à une ou deux personnes.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Après utilisation, le matelas de transfert ROLLING VISION® et les housses ne doivent pas rester sur le sol.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<u>Entretien de la housse PEM à usage unique</u> : Usage unique, non stérile. Après utilisation, éliminer selon le protocole en vigueur (DASRI).
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +25°C à 50-75% d'humidité relative pour la housse PEM à usage unique).
COMPOSITION :	Housse PEM à usage unique : Polyéthylène basse densité, sans latex.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant un rouleau de housses PEM à usage unique et la fiche technique.
COULEUR :	Vert.