

MATELAS RADIOTRSPARENT MOBILE POUR EXAMEN SUR TABLE DE RADIOLOGIE

RÉFÉRENCES
SIMP8200 / SIMPF8220

Le matelas radiotransparent mobile IMALPHA s'installe sur la table de radiologie.

Il permet de faciliter les manipulations des opérateurs grâce à sa face glissante.

Les poignées sur les côtés permettent à un ou plusieurs utilisateurs d'ajuster la position du patient et de le positionner avec précision, de manière sûre.

De plus, sa mousse de 3 cm d'épaisseur procure du confort au patient durant l'examen.

IMALPHA® est radiotransparent ■

LES PRODUIT


Pouvoir de glisse important **facilitant les mobilisations sur la table de radiographie.**

Mousse assurant **le confort du patient.**

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions	Poids
SIPMF8200 N° Identification UDI : 04250355382009	Matelas radio-transparent mobile IMALPHA®	190 x 65 x 3 cm	2,65 kg
SIPMF8220 N° Identification UDI : 04250355382207	Matelas radio-transparent mobile IMALPHA® XL	190 x 85 x 3 cm	3,30 kg



PRODUIT :	IMALPHA®
DESCRIPTION COURTE :	MATELAS RADIOTRANSPARENT MOBILE
RÉFÉRENCE :	SIPMF8200 / SIPMF8220
DATE DE MISE À JOUR :	19/11/2021
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	CF TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	CF TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	200 KG
FABRICANT :	PETERMANN GMBH
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	S'installe sur une table de radio. Veuillez noter que si l'imagerie s'étend sur les poignées latérales du matelas, la couture peut être visible.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. Ne pas utiliser un matériel détérioré. S'assurer que le patient est installé de façon sécuritaire. Ne pas laisser un patient allongé sur le matelas IMALPHA® sans surveillance.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible avec un chiffon humide. Laisser sécher à l'air libre.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+5°C / +40°C).
COMPOSITION :	PVC, Polyester, sans latex.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 matelas IMALPHA® et sa fiche technique.
COULEUR :	Bleu