

## SUPPORT DE DOUCHE FLEXIBLE ET REPOSITIONNABLE

RÉFÉRENCE  
MA100NC



Le support de douche MANEA® apporte confort et sécurité à ses utilisateurs dans la douche.

Son bras flexible est stable et facilite l'orientation du pommeau à la convenance de son utilisateur.

Ce support ergonomique se fixe à l'aide d'une ventouse et se verrouille par une rotation de la bague en acier autour de son axe.

MANEA® s'adapte à tous les espaces et à de multiples parois ■

### LES **+** PRODUIT

Facile à installer sans force et ne nécessite aucun travaux.

Maniable grâce à sa flexibilité.

Facilement transportable.



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

### OPTIONS

#### OPOA



Peut être utilisé en association avec des planches et sièges de bain ou tout autre dispositif facilitant la toilette.

#### SANSUBA



#### ALTER ECO SANTE

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK



VOTRE CONSEILLER

## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	MANEA®
DESCRIPTION COURTE :	SUPPORT DE DOUCHE FLEXIBLE
RÉFÉRENCE :	MA100NC
DATE DE MISE À JOUR :	07/02/2020
CLASSE DE DISPOSITIF :	NON APPLICABLE
GARANTIE* :	2 ANS*
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370557
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	1,3 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	1,5 KG
FABRICANT :	MY AUTONOMY
ORIGINE :	FRANCE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Utilisation du support de douche MANEA® uniquement destinée à tenir un pommeau de douche. La longueur du flexible permet de le plier selon un angle maximum de 90° à partir de sa position initiale (droite), toute manipulation du flexible au-delà des 90° risque d'endommager sa structure, de causer son usure prématurée voire sa non utilisation. Afin de courber le flexible plus facilement, placer les mains aux extrémités du flexible.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées. MANEA® n'est pas une barre de maintien, ne pas se suspendre au support de douche. Ne pas utiliser MANEA® sur des surfaces non adhérentes. Ne pas former un U avec le flexible. La bonne adhérence du support de douche doit être vérifiée avant chaque utilisation. Ne pas modifier la structure de MANEA® et ne pas le réparer soi-même.</b>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS. <b>Produits interdits :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs. <b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes. Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression. Sécher correctement le support et la surface adhérente avant de procéder à sa remise en place.
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Plastique recyclable, acier inoxydable, silicone.
CONDITIONNEMENT :	1 pochette contenant le support de douche MANEA® et sa fiche technique.
COULEUR :	Blanc.
DIMENSIONS :	Longueur 35 cm. Diamètre de la ventouse : 7 cm.