

CEINTURE DE TRANSFERT

RÉFÉRENCES :

SIIM8010513S / SIIM8013013M / SIIM8015013L



La ceinture de transfert OLIVIA® est multifonction. Placée sur l'aidant, elle permet d'aider à la marche, au lever, au transfert ou redressement d'une personne tombée au sol. Elle peut également être placée sur le patient.

Garnie de 4 à 8 poignées ergonomiques en fonction de la taille, elle offre à son utilisateur des prises sécuritaires lors des transferts et de la marche accompagnée ■



© NFCA Pictures



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube

LES + PRODUIT

Prises facilitées grâce au nombre de poignées.


Position inclinée des poignées permettant **une prise ergonomique.**

Existe en **3 tailles ajustables.**

Face interne antidérapante.



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

FICHE TECHNIQUE

REF	Désignation	Dimensions	Poids	Nbre poignées
SIIM8010513S N° Identification UDI : 05708012266647	Ceinture OLIVIA® taille S	105 x 13 cm Taille 32/52	250 g	4
SIIM 8013013M N° Identification UDI : 05708012266630	Ceinture OLIVIA® taille M	130 x 13 cm Taille 42/64	350 g	6
SIIM 8015013L N° Identification UDI : 05708012364053	Ceinture OLIVIA® taille L	150 x 13 cm Taille 60/74	400 g	8



PRODUIT :	OLIVIA®
DESCRIPTION COURTE :	CEINTURE DE TRANSFERT
RÉFÉRENCES :	VOIR TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS ET DIMENSIONS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Peut être positionnée sur le sujet ou sur l'aidant.</p> <p>Manutention manuelle par une tierce personne pour aider et sécuriser les transferts, la marche, le lever ou le redressement d'un sujet tombé au sol.</p> <p>Avant de fermer la boucle, superposer en croisé les extrémités de la sangle.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</p> <p>Après utilisation, la ceinture OLIVIA® ne doit pas rester sur le sol.</p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p>Produits prohibés : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs.</p> <p>Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Lavage à 80° en machine. Séchage à 60° maximum. Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air)</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
COMPOSITION :	<p>Extérieur revêtement nylon, poignées en polyester et polypropylène. Boucles de nylon en fixation en nylon acétal. Garniture : polyéthylène. Intérieur : anti-dérapant polyester avec une enduction polyuréthane.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 sachet contenant la ceinture OLIVIA® et sa fiche technique.</p>
COULEUR :	<p>Vert.</p>