



CULOTTE FEMME ET PROTECTEURS DE HANCHES SOUPLES

RÉFÉRENCES

SU1400009S / SU1400009M / SU1400009L / SU1400009XL

La culotte pour protecteur de hanches OSTEOPANTY est conçue dans une matière très élastique. Elle est tricotée sans couture pour un confort optimum aussi bien en position debout que assis ou couché.

Une poche de chaque côté permet de mettre en place et d'enlever les protecteurs de hanches.

La culotte pour protecteurs de hanches est ornée de strass sur l'avant, apportant une touche fantaisie à cette culotte pour femme.

Particulièrement adaptée aux patients atteints d'Alzheimer ou apparenté ■

LES PRODUIT

Confort optimum pour l'utilisateur de jour comme de nuit.

Protège des risques liés à la chute et aux chocs.


Elegante et discrète.

S'adapte à toutes les morphologies.

VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ



VOTRE CONSEILLER



ALTER ECO SANTE
7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE
TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65
CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

FICHE TECHNIQUE

Réf	Désignation	Poids	Taille Femme	Tour de hanches
SU1400009S	Culotte femme OSTEOPANTY S + 1 paire de protecteurs de hanches	250 g	36-38	90-96 cm
SU1400009M	Culotte femme OSTEOPANTY M + 1 paire de protecteurs de hanches	250 g	40-42	97-104 cm
SU1400009L	Culotte femme OSTEOPANTY L + 1 paire de protecteurs de hanches	250 g	44-46	105-112 cm
SU1400009XL	Culotte femme OSTEOPANTY XL + 1 paire de protecteurs de hanches	250 g	48-50	113-121 cm

Réf	N° Identification UDI
SU1400009S	04009867016670
SU1400009M	04009867016663
SU1400009L	04009867016656
SU1400009XL	En cours d'obtention

PRODUIT :	OSTEOPANTY
DESCRIPTION COURTE :	CULOTTE ET PROTECTEURS DE HANCHES SOUPLES
RÉFÉRENCE :	VOIR TABLEAU REF
DATE DE MISE À JOUR :	30/07/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	VOIR TABLEAU REF
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	1
POIDS :	VOIR TABLEAU REF
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	NA
FABRICANT :	SUPRIMA
ORIGINE :	ALLEMAGNE

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Indiqué pour les sujets présentant des fragilités de la hanche ou des risques de chute. Utilisation combinée à des protecteurs de hanches.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des conditions d'utilisation précédemment citées. Les protecteurs de hanches ne peuvent pas empêcher toutes les blessures dues à une chute. Nous déclinons toute responsabilité dans ce cas de figure.
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides, assouplissant, eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Détergent désinfectant surfaces hautes. <u>Procédé de lavage de la culotte :</u> - Lavage en machine à température maximale de 40°C. - Séchage en machine interdit. - Repassage à faible température (60°C). - Blanchisserie interdite. <u>Procédé de lavage des protecteurs de hanches :</u> - Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant de pH neutre (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air libre)
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Culotte : 90% coton, 10% élasthanne. Protecteurs : mousse viscoélastique, enveloppe PVC.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant une culotte femme OSTEOPANTY, une paire de protecteurs de hanches selon référence et la fiche technique.
COULEUR :	Noir avec motif fantaisie en strass sur l'avant.