

## APPAREIL MODULAIRE DE VERTICALISATION

### "GUIDON DE TRANSFERT PIVOTANT"

RÉFÉRENCE  
DEH900



**L**e guidon TRANSI® est un appareil d'aide au transfert pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs.

Grâce à sa base pivotante solidaire d'un guidon de maintien et d'appuis tibiaux réglables et inclinables, il permet de réaliser rapidement un transfert assis-assis en toute sécurité avec l'aide d'un aidant.


TRANSI® est recommandé pour les soins, la toilette, le lever, le coucher d'un patient ayant la capacité à la station debout.

Livré sans la sangle dorso-lombaire SANTRA® ■

## LES PRODUIT

**Appuis tibiaux réglables en hauteur et en largeur et inclinables pour accompagner la verticalisation.**

**Adapté pour une utilisation par des personnes amputées d'un membre inférieur.**




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER




**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 



## FICHE TECHNIQUE

PRODUIT :	TRANSI®
DESCRIPTION COURTE :	GUIDON DE TRANSFERT PIVOTANT
RÉFÉRENCE :	DEH900
DATE DE MISE À JOUR :	23/04/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS (*HORS PIÈCES D'USURE)
N° D'IDENTIFICATION UDI :	03760311370335
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	2
POIDS :	18 KG
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	130 KG
FABRICANT :	ALTER ECO SANTÉ
ORIGINE :	FRANCE ET RHÔNE-ALPES AUVERGNE

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	<p>Manutention manuelle par une tierce personne, entre deux positions assises, d'un sujet présentant une incapacité de verticalisation autonome.</p> <p>Indiqué pour les sujets présentant une faiblesse musculaire modérée des membres inférieurs, possédant du tonus musculaire dans au moins un membre supérieur, ayant une tenue du tronc et une capacité à comprendre les consignes simples.</p> <p>Doit être utilisé sur une surface plane.</p>
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	<p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Ne pas laisser un patient seul sur le TRANSI®.</b></p> <p><b>Les roulettes sont prévues uniquement pour un déplacement de l'appareil à vide.</b></p>
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	<p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité surfaces hautes » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p>Nettoyage possible à l'eau savonneuse sans utiliser de jet sous pression.</p>
STOCKAGE :	<p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>
PIÈCES D'USURES :	<p>Appuis tibiaux, roulettes, roulements pivotants.</p>
COMPOSITION :	<p>Acier, peinture epoxy, mousse polyuréthane, PA66 (galets), nylon.</p>
CONDITIONNEMENT :	<p>1 carton contenant le guidon de transfert pivotant TRANSI®, sa fiche technique et sa notice de montage.</p>
COULEUR :	<p>Bleu</p>