

COUSSIN MULTIFONCTION

RÉFÉRENCE
SIIM53NS



Grâce à son revêtement antidérapant et étanche, TRAPEZE® est un coussin multifonction.

Positionné au bas du lit, il sert de support de poussée pour un rehaussement au lit autonome ou aidé. Laisse à la disposition du patient, cela permet de limiter le glissement au fond du lit.

TRAPEZE® peut aussi être utilisé comme cale de positionnement latérale, seul ou en association avec le système FOURWAY®.


Enfin, sous cuisse, ce coussin multifonction permet également de surélever les talons pour en libérer le point d'appui ou réaliser un soin du pied ■

LES PRODUIT

Multifonction : aide au rehaussement, suspension talonnière, coussin de support.

Entretien de l'autonomie avec une participation active de l'utilisateur à son rehaussement.

Coussin antidérapant et étanche.




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



FOUR-WAY



Peut être associé à un FOURWAY® et une potence de lit afin de faciliter le rehaussement au lit.

OPTION

ALTER ECO SANTE


7 IMPASSE PRADIÉ – 31270 VILLENEUVE TOLOSANE – FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

VOTRE CONSEILLER



FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	TRAPEZE®
DESCRIPTION COURTE :	COUSSIN MULTIFONCTION
RÉFÉRENCE :	SIIM53NS
DATE DE MISE À JOUR :	14/05/2018
CLASSE DE DISPOSITIF :	CLASSE 1
GARANTIE* :	2 ANS
N° D'IDENTIFICATION UDI :	05708012349630
GÉNÉRATION DE PRODUIT :	3
POIDS :	750 G
CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :	150 KG
FABRICANT :	IMMEDIA
ORIGINE :	DANEMARK

* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

INDICATIONS D'UTILISATION :	Pour tout sujet présentant une difficulté de rehaussement autonome par faiblesse des membres inférieurs, hémiplegie, akinésie (maladie de Parkinson), désadaptation des schémas moteurs. Coussin de latéralisation.
CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :	Ne pas utiliser en dehors des indications précédemment citées. Contre indiqué pour tout patient présentant une interdiction d'appui sur un membre inférieur (post-opératoire par exemple).
HYGIÈNE ET ENTRETIEN :	LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS. Produits interdits : Solvants, bases, acides eau de javel et produits abrasifs. Produit recommandé : Essuyage avec un détergent désinfectant surfaces hautes de pH neutre
STOCKAGE :	Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).
COMPOSITION :	Intérieur : mousse de polyuréthane. Extérieur : nylon avec une couche antidérapante. Fermeture : alliage de zinc, polyester et nylon.
CONDITIONNEMENT :	1 carton contenant 1 coussin multifonction TRAPEZE® et sa fiche technique.
DIMENSIONS :	53 x 30 x 20 cm
COULEUR :	Noir.